



Software für den gesamten Pflegebereich

BENUTZERHANDBUCH FÜR DIE GO ON®- PFLEGEDOKUMENTATION

Löschprotokoll in GO ON windows

System/Systemsatz/Drucken

Dann erscheint eine Liste, in der man z.B. unter STAVER nachschauen kann wann welche Berichtart gelöscht wurde und von wem. Außerdem sieht man die Nummer und kann den Satz wieder neu eintragen in die Liste

Supportfall: Im Bericht blieb die Berichtart Arztkommunikation leer. In diesem Fall wurde die Berichtart Arztkommunikation nach dem 30.11. gelöscht und der Text wurde nicht mehr angezeigt wo es verwendet wurde. Nach Ermittlung der Schlüssel Nr und Neueintrag ist der Text wieder da.

Bericht ☒ Alle Schicht: ☐ Früh ☐ Spät ☐ Nacht von 29. November 2018 bis 05. Dezember 2018 Go Ansicht						
Datum	Uhrzeit	Art	Bereich	Bericht	Veränderung in	Kommentar
05.12.2018	11:00	Arztkommunikation		Frage: testAntwort: te...		Verordnung
04.12.2018	05:45	Hautbeobachtung		Keine Rötung mehr sichtba...		Bericht/Übe
03.12.2018	20:11	Allgemein/Besonderheit		Bew. hat am re. Oberarm e...		Bericht/Übe
02.12.2018	07:39	Bedarfsmedikation		Medikament verabreicht K...		Tagesstruk
30.11.2018	16:01	Allgemein/Besonderheit		Attest (Bew. nicht mehr Mo...		Bericht/Übe
30.11.2018	09:30			Frage: Nachgefragt nac...		Verordnung