



Software für den gesamten Pflegebereich

WISSENSDATENBANK ZU GO ON-PRINT

Wie installiere ich mehrere Instanzen von GO ON-Print auf einem Server?

- Achtung! Diese Vorgangsweise ist nicht mehr zu empfehlen, stattdessen sollte lieber mit Mandanten gearbeitet werden
- zuerst Goon print ganz normal über den Installer installieren
- nach der Installation sollte getestet werden ob GO N-Print funktioniert
- den GODO-Monitor starten
- Rechtsklick auf GODO-Monitor im Systray und "Stop Service" anklicken
- Alternativ kann auch der Dienst (Godo Pflegedokumentation) über die Dienste Verwaltung gestoppt werden
- folgende Pfadangaben gelten für die Standardinstallation, sollte der Pfad geändert worden sein so muss der verwendet werden
- einen neuen Ordner zum Beispiel "C:\Godo-Installation" auf dem Dateisystem anlegen
 - den Ordner "C:\Programme\Godo\tomcat6\webapps\ROOT" kopieren und in den neu erstellten Ordner ("C:\Godo-Installation") einfügen
 - den Ordner "C:\Programme\Godo\data" kopieren und in den neu erstellten Ordner ("C:\Godo-Installation") einfügen
- für jede Einrichtung (Instanz) muss nun folgendes gemacht werden:
 1. einen neuen Ordner namens "datas" in "C:\Programme\Godo" anlegen

2. einen neuen Ordner mit dem Einrichtungsnamen als Bezeichnung in
"C:\Programme\Godo\tomcat6\webapps\" und "C:\Programme\Godo\datas\" anlegen
 3. den Inhalt von "C:\GODO-Installation\ROOT" in den Ordner
"C:\Programme\Godo\tomcat6\webapps\%Einrichtungsname%" kopieren
 4. den Inhalt von "C:\GODO-Installation\data" in den Ordner
"C:\Programme\Godo\datas\%Einrichtungsname%" kopieren
 5. die Datei "C:\Programme\Godo\tomcat6\webapps\%Einrichtungsname%\WEB-INF\classes\framework.properties" mit einem Editor öffnen
 1. der Pfad bei dem Punkt (Zeile 2) *de.drheydenreich.persistent.IConnection.dbURL* muss an den neuen Pfad angepasst werden zum
Beispiel *C:/Programme/Godo/datas/%Einrichtungsname%*
 2. der Pfad bei dem Punkt (Zeile
4) *de.drheydenreich.persistent.IConnection.dbBinaryURL* muss an den neuen Pfad angepasst werden zum Beispiel *C:/Programme/Godo/datas/%Einrichtungsname%*
 6. die Datei "C:\Programme\Godo\datas\%Einrichtungsname%\marvin\config.xml" mit einem Editor öffnen
 1. den Pfad bei dem Punkt *<property name="logFileTargetDir" value="C:/Programme/Godo/data/archive"/>* anpassen zum
Beispiel *C:/Programme/Godo/datas/%Einrichtungsname%/archive/*
- die Schritte 1-6 für jede weitere Einrichtung (Instanz) durchführen
 - Rechtsklick auf GODO-Monitor und "Configure..." anklicken
 - nun kann im Tab "General" auf "starten" geklickt werden
 - Alternativ kann auch der Dienst (Godo Pflegedokumentation) über die Dienste Verwaltung gestartet werden