



Software für den gesamten Pflegebereich

WISSENSDATENBANK ZU GO ON-PRINT

Wie stelle ich einen früheren Stand der Datenbank wieder her?

- als erstes muss die aktuelle Version von GO ON-Print installiert werden
- den GODO-Monitor starten
- Rechtsklick auf GODO-Monitor im Systray und "Stop Service" anklicken
- Alternativ kann auch der Dienst (Godo Pflegedokumentation) über die Dienste Verwaltung gestoppt werden
- folgende Pfadangaben gelten für die Standardinstallation, sollte der Pfad geändert worden sein so muss der verwendet werden
- Die Datenbank (folgend nun als DB bezeichnet) befindet sich im Godo-Verzeichnis unter "C:\Programme\Godo\data"
- Die DB-Backups (Sicherungen) befinden sich im Godo-Verzeichnis unter "C:\Programme\Godo\backup"
 - die Bezeichnung der Backups ergibt sich aus YY-MM-DD
 - z.B. "C:\Programme\Godo\backup\ROOT_110614.zip" (das Backup vom 14.06.2011)
- zum Einspielen des Backups muss der Ordner "C:\Programme\Godo\data" mit dem Inhalt der ZIP-Datei (das eigentliche Backup) aus dem Ordner "C:\Programme\Godo\backup" ersetzt werden
- Rechtsklick auf GODO-Monitor und "Start Service" anklicken
- Alternativ kann auch der Dienst (Godo Pflegedokumentation) über die Dienste Verwaltung gestartet werden
- nun sollte der frühere Stand wiederhergestellt sein