



Software für den gesamten Pflegebereich

WISSENSDATENBANK ZU GO ON-PRINT

Wie kann ich die Daten von meinen PC / Laptop auf den Server übertragen?

- soll die GO ON-Print Anwendung auf den Server transferiert werden sind folgende Dinge durchzuführen
- auf dem neuen System (Server, Rechner, Laptop, etc) muss GO ON-Print installiert sein
- auf beiden Systemen:
 - den GODO-Monitor starten
 - Rechtsklick auf GODO-Monitor im Systray und "Stop Service" anklicken
 - Alternativ kann auch der Dienst (Godo Pflegedokumentation) über die Dienste Verwaltung gestoppt werden
- auf dem alten System muss der Ordner "C:\Programme\Godo\data" kopiert werden und auf das neue System übertragen werden
- den übertragenden Ordner in das Verzeichnis "C:\Programme\Godo" einfügen und die Frage "Möchten Sie den vorhandenen Ordner ersetzen" mit ja beantworten
- Achtung! Sollte sich der Pfad zwischen den Systemen unterscheiden (durch eine andere Windows Version) muss zusätzlich noch folgendes gemacht werden:
 - auf dem neuen System die Datei "C:\Programme\Godo\data\marvin\config.xml" mit einem Editor öffnen
 - der Pfad beim Eintrag `<property name="logFileTargetDir" value="C:/Programme/Godo/data/archive"/>` muss an das neue System angepasst sein

-
- Rechtsklick auf GODO-Monitor und "Start Service" anklicken
 - Alternativ kann auch der Dienst (Godo Pflegedokumentation) über die Dienste Verwaltung gestartet werden
 - anschließend sollten die Daten erfolgreich übertragen worden sein